



QUE CONTIENT CE KIT REPRISE ?





STICKERS QR CODE-

repositionnables et qui adhèrent à toutes les surfaces lisses, sans colle, ni bulle, ni trace et sont lavables.

- 1. Rendez-vous sur le générateur de QRcode : bit.ly/qrcodecci
- 2. Suivre la procédure pour générer votre QRcode (lien vers votre site internet ou votre offre)
- 3. Imprimez votre QRcode et insérez-le sous le sticker QRcode joint





PROTOCOLE SANITAIRE

COVID-19



RESPECTONS LE PROTOCOLE SANITAIRE

Nombre de personnes maximum autorisées

Merci de votre patience




CONSERVONS LES GESTES BARRIÈRES OBLIGATOIRES







PROTÉGEONS-NOUS ET SAUVONS DES VIES











FLASHEZ-MOI POUR DÉCOUVRIR NOTRE Offre

